



BRAZALETE EPICONDILITIS

Referencia **91-100**

Brazalete indicado para problemas del epicóndilo. Su acción de compresión actúa sobre el mecanismo del antebrazo, descomprimiendo y aliviando la musculatura del epicóndilo lateral.

EFFECTOS:

- Gracias a la presión directa que se aplica por debajo de la articulación del codo, se consigue un alivio del dolor.
- La compresión focalizada en los tendones del antebrazo ayuda a reducir el estrés en la articulación del codo, lo cual contribuye a reducir la tensión y la fatiga de los músculos.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.

INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista)

TALLA	REFERENCIA
Única	91-100