



CODERA EPICONDILITIS	
Referencia	95PLUS

Codera elástica con cinta adicional de velcro, en color blanco.

CARACTERÍSTICAS:

- La codera elástica proporciona compresión uniforme alrededor del codo.
- La cinta adicional de velcro aplica presión directamente por debajo de la articulación del codo para el tratamiento de problemas tales como codo de tenista.
- Válida para uso en actividades cotidianas y prácticas deportivas.
- El calor y la compresión que ofrece ayuda a reducir el estrés e hinchazón de los músculos.

INDICACIONES:

- Epicondilitis
- Ayuda a reducir la hinchazón y dolor después de traumatismos.
- Post operatorios.
- Lesiones de codo.
- Esguinces.
- Traumatismos.
- Hinchazón crónicos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	95PLUS-100	23-25 cm
M	95PLUS-200	25-28 cm
L	95PLUS-300	28-30 cm
XL	95PLUS-400	30-32 cm