



VENDAJE ACROMIO-CLAVICULAR

Referencia **E-143**

Novedoso sistema de inmovilización de hombro con soporte de brazo semi-rígido.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en tejido microperforado y transpirable.
- Componentes de hombreras y axilas en suave tejido de rizo para un máximo confort.
- La almohadilla del hombro facilita una equilibrada distribución de la carga.
- Sistema de hebilla rotatorio para facilitar la colocación.

INDICACIONES:

- Luxaciones y subluxaciones acromioclaviculares.



TALLA	REFERENCIA		LONGITUD ANTEBRAZO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	E-143-100I	E-143-100D	30-35 cm
M	E-143-200I	E-143-200D	35-40 cm
L	E-143-300I	E-143-300D	40-45 cm