



MANU-HIT

Referencia **07035**

Ortesis de muñeca con refuerzos en zona volar y dorsal, cada uno de los cuales puede ser individualmente moldeado.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
- Reduce la carga en la cápsula articular, huesos y ligamentos de la muñeca.
- Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.
- Férulas de refuerzo de aluminio dorsal y palmar, individualmente ajustables y moldeables.
- Correas de velcro regulables de compresión circular.
- Innovadores materiales y tejidos.

INDICACIONES:

- Síndrome del tunel carpiano.
- Muñeca caída.
- Después de retirar escayola.
- Esguinces severos.
- Lesiones en huesos del carpo.
- Lunatomalacia.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Post-operatorios de muñeca y mano.
- Artritis reumatoide de la mano.
- Inflamación de tendones.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07035-11I	07035-11D	Hasta 15 cm
S	07035-21I	07035-21D	15-17 cm
M	07035-31I	07035-31D	17-19 cm
L	07035-41I	07035-41D	19-22 cm
XL	07035-51I	07035-51D	Más de 22 cm