



MANU-HIT POLLEX

Referencia **0764**

Ortesis de mano con alojamiento para pulgar y férula de aluminio moldeable.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización de la muñeca en una posición funcional e inmovilización parcial del pulgar.
- La mano mantiene la función de agarre.
- Alivia la tensión en la articulación de la muñeca, ligamentos y cápsula articular.
- Diseño anatómico.
- Armazón de aluminio individualmente ajustable.
- Férulas de aluminio para refuerzo palmar y dorsal fácilmente ajustables.
- Cinta de velcro para ajuste y fijación circular.

INDICACIONES:

- Artrosis carpometacarpiana del pulgar y artrosis radiocarpiana.
- Artrosis cubitocarpiana y distorsión del ligamento colateral cubital.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Dolores en el hueso escafoide.
- Inestabilidad radial de la muñeca, especialmente entre el hueso escafoide y hueso trapecio.
- Parálisis periférica del nervio radial asociado a muñeca caída y reducción en la función de abducción del pulgar.



TALLA	REFERENCIA NEGRO		REFERENCIA PLATINUM		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07640-11I	07640-11D	07645-11I	07645-11D	Hasta 15 cm
S	07640-21I	07640-21D	07645-21I	07645-21D	15-17 cm
M	07640-31I	07640-31D	07645-31I	07645-31D	17-19 cm
L	07640-41I	07640-41D	07645-41I	07645-41D	19-22 cm
XL	07640-51I	07640-51D	07645-51I	07645-51D	Más de 22 cm