



MANU-CAST® ORGANIC P

Referencia **07159**

Férula de muñeca para inmovilización de la muñeca, con soporte de pulgar y libre movilidad de los dedos. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca y del pulgar.
- Permite una total movilidad de dedos.
- Alta transpirabilidad gracias a la estructura orgánica y al tejido 3D del acolchado.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca y pulgar con libre movilidad de dedos.
- Toda indicación que requiera de una inmovilización del pulgar y de la muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos:
 - Síndrome del Túnel Carpiano.
 - Condiciones inflamatorias.
 - Problemas degenerativos.
 - Condiciones reumatológicas.

TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07159-11I	07159-11D	13-18 cm
2	07159-21I	07159-21D	18-21 cm