

SPORLASTIC
NEURO
ORTHOPAEDICS



NEUROLUX II

Referencia **07261**

El uso del NeuroLux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación. La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo que soporta el hombro, incrementando la movilidad, de modo que aumenta la predisposición a desarrollar actividades con el brazo.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
- Pieza de hombro con excelente ajuste.
- Componente de brazo: aplicación sin presión, cinta adhesiva de nudo cónica.
- Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
- Cierre antideslizante con una sola mano.
- Material suave y transpirable.

BENEFICIOS:

- Estabilización y recentrado.
- Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
- Libre movilidad.
- Protección contra excesivo estiramiento.

INDICACIONES:

Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de hombro y brazo después de:

- Hemiplejía.
- Lesiones de plexo.
- Traumatismos cráneo-encefálicos.
- Traumatismos cervicales.
- Lesiones en nervios periféricos.



Sin NeuroLux II



Con NeuroLux II

TALLA	REFERENCIA		MAYOR CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	CIRCUNFERENCIA PECHO
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07261-11I	07261-11D	Hasta 25 cm	Hasta 90 cm
2	07261-21I*	07261-21D*	Hasta 25 cm	90-105 cm
3	07261-31I*	07261-31D*	Hasta 25 cm	105-125 cm
4	07261-41I*	07261-41D*	25-29 cm	Hasta 90 cm
5	07261-51I	07261-51D	25-29 cm	90-105 cm
6	07261-61I*	07261-61D*	25-29 cm	105-125 cm
7	07261-71I*	07261-71D*	29-35 cm	Hasta 90 cm
8	07261-81I*	07261-81D*	29-35 cm	90-105 cm
9	07261-91I	07261-91D	29-35 cm	105-125 cm

* Tallas bajo pedido a proveedor. Consultar plazos de entrega.