



NEWPORT HOMBRO
Referencia 118.

Sistema de hombro modular que utiliza el componente pélvico Newport, el cual permite la descarga del peso sobre el sistema de cadera, eliminando la necesidad de utilizar vendajes rígidos, que a menudo son muy poco confortables.

El sistema de articulación del hombro controla aducción/ abducción, flexión/ extensión y la rotación de hombro y brazo, ofreciendo al técnico ortopédico un buen número de posiciones en la rehabilitación del paciente.

Con acolchado en neopreno para un máximo confort, la ortesis es muy ligera, cómoda y muy fácil de poner y quitar.

La estabilización que proporciona, previene el movimiento anterior de la escápula, de modo que los tejidos conectivos entre el hombro y la escápula no se ven sometidos a estiramientos.

Esta característica está especialmente diseñada para prevenir la capsulitis adhesiva (reducción del rango de movimiento en la articulación del hombro) que puede acontecer tras una cirugía de hombro.

Producto libre de látex.

INDICACIONES:

- Lesiones de hombro/ brazo tanto en pre-operatorio como en el post-operatorio o postraumático.
- Fases de rehabilitación.



Sistema ajustable abducción – aducción para rehabilitación o postraumatismo.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	DE AXILA A CADERA	DE AXILA A PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1180	1185	63-78 cm	30-38 cm	43-66 cm
M	1181	1186	86-101 cm	30-38 cm	43-66 cm
L	1182	1187	86-101 cm	38-48 cm	48-73 cm
XL	1183	1188	99-114 cm	38-48 cm	48-73 cm

Este producto se suministran bajo pedido a proveedor.