



OMO – LUX

Referencia **07245**

Ortesis funcional para luxación de hombro, fabricada en termoplástico con forro en tejido especial antialérgico. Incluye articulación Tamarack.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS:


- Estabilización y orientación funcional de la articulación del hombro.
- El movimiento fisiológico de la articulación puede ser limitado con la correa frontal.
- Evita la capsulitis adhesiva secundaria.
- Armazón plástico vinculado a la articulación de torsión.
- Estructura anatómicamente pre-comformada .
- Material extremadamente ligero y termoconformable.
- Fijación segura gracias al sistema de conexión de correas.
- Correa para axila.

INDICACIONES:

- Tratamiento conservador en post-operatorios.
- Luxaciones de hombro.
- Luxación recidivante del hombro.
- Lesiones de la articulación escápulo-humeral del primer o segundo grado.
- Tratamiento post-operatorio en caso de rotura de ligamentos de tercer grado.
- Tratamiento post-operatorio después de la resección del externo distal de la clavícula.
- Inflamación en artrosis.

LADO	REFERENCIA
Derecho	07245-01D
Izquierdo	07245-01I

Redirección anatómica
hacia hombro y cuello



Articulación
3D

