



## ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO

Referencia **07255**

Ortesis funcional para luxación de hombro, fabricada en termoplástico con forro en tejido especial antialérgico. Incluye articulación Tamarack.

### CARACTERÍSTICAS:

- Protecciones plásticas vinculadas por articulaciones de torsión.
- Materiales térmicamente moldeables y muy ligeros.
- Segura fijación por correas.
- Correa en axila.
- Si se precisa, se puede proporcionar fijación adicional con una correa frontal en áreas de brazo y hombro.
- Talla única ajustable a características individuales.
- Fabricada en componentes rígidos para una mayor sujeción.

### INDICACIONES:

- Luxación recidivante del hombro.
- Lesiones de la articulación escápulo-humeral de primer o segundo grado.
- Estado de irritación a consecuencia de artrosis.
- Tratamiento post-operatorio en caso de rotura de ligamentos de tercer grado.
- Tratamiento post-operatorio después de la resección del extremo distal de la clavícula.



LADO	REFERENCIA
Derecho	07255-02D
Izquierdo	07255-02I