



MUÑEQUERA STANDARD CON CIERRE DE VELCRO

Referencia **100_02**

Ortesis de muñeca y mano con diseño anatómico confeccionada en polietileno de baja densidad, con forro interior en foam de célula cerrada.

CARACTERÍSTICAS:

- Lengüeta rígida posibilita el suficiente confort para la casos de traumatismos, postoperatorios y rehabilitaciones.
- Correas de velcro ajustables para casos de edema, así como facilitar la inspección heridas.
- Se puede ajustar fácilmente con unas tijeras para yeso.
- Puede calentarse con pistola de calor.

INDICACIONES:

- Tendosinovitis estenosante (Síndrome de Quervain).
- Post-operatorios.
- Artritis reumatoide.
- Tendovaginitis estenosante.
- Alteraciones en la articulación de la mano.

TALLA	REFERENCIA		ANCHO DE PALMA	CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	LONGITUS ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1000.02	1005.02	6-8 cm	18-23 cm	19 cm
M	1001.02	1006.02	8-9 cm	23-27 cm	20 cm
L	1002.02	1007.02	9-10 cm	25-30 cm	22 cm