



RHIZO-HIT

Referencia **07605 / 07610**

Ortesis especialmente diseñada para la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana. Dispone de cinta de velcro ajustable y férula de aluminio moldeable.

CARACTERÍSTICAS:

- Limitación de la libertad de movimientos en la muñeca.
- Estabilización de la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana.
- Posibilita el movimiento libre de los dedos para rehabilitación.
- No interfiere en la función de agarre de los dedos.
- Férula de aluminio anatómicamente ajustable.
- Uso ambidiestro.

INDICACIONES:

- Heridas e inestabilidades del tendón en la articulación de pulgar.
- Artrosis de la articulación metacarpofalángica del pulgar (MCFP).
- Post-operatorios de pulgar.
- Lesiones e inestabilidades en la zona de la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana (por ejemplo dedo de esquiador).
- Lesiones pulgar asociadas al uso del teléfono móvil.
- Artrosis de pulgar moderada o severa con subluxación diferenciada, con o sin hiper movilidad de la articulación de pulgar.
- Tendovaginitis estenosante de Quervain.
- Fracturas de pulgar.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	COLOR PLATINUM	COLOR CARNE	
XS	07610-010		Hasta 15 cm
S	07610-110	07605-110	15-17 cm
M	07610-210	07605-210	17-19 cm
L	07610-310	07605-310	Más de 19 cm