



MUÑEQUERA CON SOPORTE DE PULGAR

Referencia **T28**

Muñequera de neopreno con soporte de pulgar y pletina adaptable, diseñada para proporcionar un firme soporte en la muñeca y el pulgar.

Incorpora una férula de aluminio, ajustada en el ángulo ideal para limitar la movilidad del pulgar manteniendo la funcionalidad.

Confeccionada en neopreno THERMAL 100% con forro interior de rizo 100% algodón. Ayuda a mantener el calor corporal para promover una recuperación más rápida así como un alivio del dolor.

INDICACIONES:

- Dolor de muñeca en esguinces.
- Inflamación o Síndrome del Tunel Carpiano.
- Después de retirar yeso.
- Lesiones de ligamentos, tendones y músculos.
- Procesos degenerativos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
S	T28-150	14-16 cm
M	T28-250	16-18 cm
L	T28-350	18-20 cm
XL	T28-450	20-22 cm