



ORTESIS DE HÚMERO BRACE TERMOPLÁSTICO

Referencia **109**

Ortesis de húmero con estructura de polietileno muy confortable. Puede ser fácilmente ajustada para permitir el rango de movimientos del hombro.

Con forro interior de foam y manguitos para maximizar el confort y la higiene.

Con correa de velcro que pasa sobre el pecho, espalda y por debajo del brazo contrario.

CARACTERÍSTICAS:

- Puede ser fácilmente ajustada para permitir el movimiento del hombro.
- Forrada con foam de célula cerrada de 1/8".
- Diseño con anatómico en el hombro para evitar la migración sin limitar la movilidad del hombro.
- Viene acompañada de manguitos para facilitar la higiene e incrementar el confort.
- No guarda lado por lo que se puede usar indistintamente en brazos izquierdo y derecho.

INDICACIONES:

- Especialmente diseñada para fracturas de la diáfisis humeral.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	LONGITUD ORTESIS
S	1090	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1091	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1092	28-33 cm	33-38 cm	35 cm
XL	1093	33-38 cm	38-43 cm	36 cm