



FÉRULA DE AVIÓN

Referencia **115**

- Sistema ortésico para una eficiente inmovilización del hombro en abducción.
- Fabricada en plástico muy ligero y aluminio.
- Diseño modular que permite ajustar al lado izquierdo o derecho.
- Muy ligero, ajustable, lavable y confortable.

INDICACIONES:

- Fracturas de húmero.
- Post operatorios de brazo y hombro que requieran de control de la posición del hombro, así como del grado de flexión del codo.
- Problemas que requieran de un inmovilización de hombro.

TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA DE AXILA A CÓNDILO MEDIAL	DISTANCIA DE AXILA A CADERA
S	1150	15-22 cm	19-28 cm
M/L	1153	22-33 cm	28-41 cm

