



## OMO-HIT ABDUCTION

Referencia **07294**

Ortesis de abducción de brazo con estructura anatómica y óptimo posicionamiento en abducción en ángulo de 30 grados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima correa de sujeción de fácil manejo.
- Correa de hombro de liberación rápida, diseñado para uso con una sola mano.
- Graduación sencilla de la longitud del sistema de correas.
- Cabestrillo confeccionado en material transpirable, muy cómodo y confortable.
- Acolchado de hombro para alivio de la presión en la zona del cuello.
- Se puede ajustar para su uso en lado izquierdo o derecho.

### BENEFICIOS:

- Proporciona posicionamiento con ángulo de abducción de 30°.
- Estructura anatómica para óptima inmovilización del brazo.
- Acolchado anatómico en cuello y hombro.
- Correa de pulgar para maximizar la estabilidad.
- Pelota de mano para posicionamiento y entrenamiento.

### INDICACIONES:

- Bursitis subacromial del hombro.
- Movilización después de rigidez en articulación de hombro.
- Tratamiento conservatorio de lesiones de hombro y brazo.
- Cualquier condición que requiera la fijación del brazo en abducción.

TALLA	REFERENCIA	LONGITUD ANTEBRAZO
S	07294-11	Hasta 27 cm
M	07294-21	27-33 cm
L	07294-31	33-38 cm
XL	07294-41	Más de 38 cm

